



medicatech

manutenzione e sviluppo
di strumenti chirurgici

Utensili e strumenti

Segue un elenco non esaustivo degli strumenti chirurgici che trattiamo.

Ricambi per inserti in metallo duro su

- Pinza piatta
- Pinza da taglio
- Porta ago
- Pinzetta con morso MD
- Micro porta ago
- Porta ago per laparoscopia
- ecc.

Isolamento e reisolamento

- Aspirazione ORL
- Bacchetta di defibrillazione
- Pinzetta isolata
- Pinzetta bipolare a baionetta
- Pinzetta nuova
- Tubo per laparoscopia
- Uncino per laparoscopia
- ecc.

Smontaggio, trattamento superficiale, affilatura, ritagliatura e registrazione di

- Forbici
- Forbici Potts
- Curette
- Raspa
- Pinza autostatica (Crile, Kocher ecc.)
- Pinza sgorbia
- Pinza da taglio
- Pinzetta (anatomica, chirurgica)
- Osteotomo, forbici, scalpello e sgorbia
- Ago Redon
- Punta da trapano
- Punta da trapano a triplo labbro
- Lama per sega
- Ricambio manicotto (in materiale sintetico)
- Pinza tagliente, punzone
- Pinza forcipe per neurologia
- Qualsiasi strumento per microchirurgia

medicatech

Rue de l'Ouriette 139 1170 Aubonne T: +41 21 800 42 55 F: +41 21 800 43 26 info@medicatech.ch